

Protocols Tècnics per a TC Multidetector

TORAX	kVp	mAs
menys de 15 kg	100	20
15-24 kg	100	25
25-34 kg	100	35
35-44 kg	100	55
45-54 kg	100	75
més de 54 kg	100	100

ABDOMEN	kVp	mAs
menys de 15 kg	100	20
15-24 kg	100	35
25-34 kg	100	55
35-44 kg	100	85
45-54 kg	100	120
més de 54 kg	100	120-140

TORAX ANGIOGRAFIA	kVp	mAs (Angio CT)
menys de 15 kg	80, 100	20
15-24 kg	80, 100	25
25-34 kg	80, 100	35
35-44 kg	100	40
45-54 kg	100	50
54-80 kg	100	60
més de 80 KG	100	80

ABDOMEN ANGIO	kVp	mAs (Angio CT)
menys de 15 kg	80, 100	20
15-24 kg	80, 100	35
25-34 kg	80, 100	45
35-44 kg	100	55
45-54 kg	100	65
54-80 kg	100	80
més de 80 KG	100	100

PULMON Alta resolucio	kVp	mAs (HRCT)
Sempre a	100	25