
Tornar a Protocols

TC en Traumatismo Abdominal Pediàtric

(Protocolo abreviado para TC Helical)

No se practican cortes sin contraste !

1.- Ajustar TC

- Elegir Field of View (**FOV**): 180, 250, o 430 mm., según el diámetro transversal del niño
 - Estudiar desde el nivel de las cúpulas diafragmáticas hasta púbis
 - **Grosor** de corte: **11 mm.**, 5,5 mm. en menores de 6 años
 - Pitch; 1,5
 - mAs: 120
 - **Filtro** de reconstrucción: **B**
-

2.- Inyección de contraste

- Contraste: **no-iónico**, de **240 mOsmoles**,
 - a **2 ml/Kg** hasta los 6 años
 - a **1,5 ml/kg** en niños mayores (**máximo 100 ml**).
 - Inyección del contraste con bomba, o manual, débito a **1ml/sec** en niños pequeños, débito a **1,5 ml/sec**.
-

3.- Iniciar secuencia de corte

- Como norma, iniciar la **hélix a los 10-15 sec** de finalizar la inyección; a los 10 sec. si la inyección dura más de 40 sec, y a los 15 sec si dura menos de 40 sec.
-